

VARODEM[®] |

The Compression Company



 *all about people*

*Productinformatie therapeutische elastische kousen
voor de behandelaar*

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. © Copyright 2017 Varodem® s.a. Belgium 2017-01



Inhoudsopgave

Varodem® The Compression Company	5
Rondgebreide beenkousen	
Souplesse Light	6
Souplesse Select	6
Souplesse Cotton	8
Souplesse Classic 2 en 3	8
Souplesse Strong	9
Vlakgebreide beenkousen	
Eurotex	10
Eurostar	13
Euroform	14
Rondgebreide armkous	
Souplesse Select arm	15
Vlakgebreide armkousen	
Progress 2 Light	16
Progress 2 Sense	16
Progress 2 en 3	18
Progress 2 XT	18
Toelichting	
Toelichting	20
Classificaties voor kousen	21
Herpertz module voor armkousen	22
Selectiemaattabellen	23
Aanvullende producten	26
Varodem® assortiment	27
Klinimetrie	29
Bestelwijzer	30





Varodem® The Compression Company

Varodem® produceert een uitgebreid assortiment therapeutische elastische kousen en levert daarnaast ook innovatieve compressiehulpmiddelen. In de afgelopen jaren heeft Varodem® een zeer goede naam opgebouwd als fabrikant van therapeutische elastische kousen, zoals been- en armkousen en handschoenen. Het assortiment dat hoort bij deze productlijn is mede dankzij jarenlange ervaring tot stand gekomen en is zeer zorgvuldig samengesteld. De brede range producten zijn elk afzonderlijk bestemd voor een eigen, specifieke toepassing en doelgroep. Zo kunt u bij ons terecht voor individueel maatwerk maar ook voor verschillende geconfectioneerde kousen. Met de zeer veelzijdige maattabellen, zowel met rond- als vlakgebreide kousen, zult u zeker uit de voeten kunnen. Of het nu onze compressiehulpmiddelen, zwachtelsystemen of therapeutische elastische kousen betreft, Varodem® stelt altijd de mens centraal. Wij zeggen dan ook niet voor niets: *Varodem®, All about People!*

Service

Service staat bij Varodem® hoog in het vaandel. Heeft u hulp nodig bij uw bestelling dan horen wij dat graag. Onze helpdesk is bereikbaar van 8.30-17.00 uur van maandag tot en met vrijdag om u telefonisch te woord te staan. De Varodem® productspecialisten komen graag bij u op locatie om een uitleg en demonstratie te geven van het Varodem® assortiment. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties

Neem contact op met de arts, indien er sprake is van:

- Huidaandoeningen c.q. nattend eczeem
- Huidontstekingen
- Milde arteriële aandoeningen
- Verminderd gevoel in voet, tenen, hand of vingers (perifere neuropathie)
- Gecontroleerd CHF (congestief hartfalen)
- Pijnlijke Hallux Valgus
- Geschiedenis van trombose in de benen
- Onbehandelde open wonden

De volgende contra-indicaties gelden bij het gebruik van therapeutische elastische kousen

- Matige tot ernstige arteriële aandoeningen met verminderde gevoeligheid van voeten en/of tenen
- Onbehandelde vaatinfecties
- Ongecontroleerd (gedecompenseerd) congestief hartfalen (CHF)
- Onbehandelde of gevorderde huidaandoeningen betrekking hebbend op benen/voeten
- Zwelling van de voet, been, arm of hand met onbekende oorzaak
- Gevorderd perifere vaatlijden
- Phlegmasia caerulea dolens/phlegmasia alba dolens
- Onbehandeld septische flebitis

Rondgebreide beenkousen

Souplesse Light

Ccl.2

Maatwerk en confectie





Kenmerken

- Lichte drukklasse 2
- Fijne en dunne kous
- Transparant
- Grote acceptatie bij de drager
- Grote lengte-elasticiteit, **niet geschikt bij krachtverlies**
- Vet- en zonbestendig

Toepassing

- Widmer 1 + 2 (zie pagina 21)
- Restless legs
- Preventie trombose
- Consolidatie bij spataderbehandelingen
- Varices
- Ter voorkoming van lichte zwelling bij lang zitten, staan of reizen

Kleuren (* = niet-standaard kleur)	
 beige	 bruin*
 lichtbeige*	 grijs*
 donkerbeige*	 zwart

Modellen en opties	
 AD	<ul style="list-style-type: none"> • Siliconenband 3 cm (beige en zwart) • Siliconenband 5 cm (maatwerk) • Met of zonder teenstuk
 AG*	<ul style="list-style-type: none"> • G+ siliconenband 5 cm (confectie) • Siliconenband elegant 5 cm (maatwerk) • Met of zonder teenstuk
 AGT	<ul style="list-style-type: none"> • Met of zonder teenstuk
 AT	<ul style="list-style-type: none"> • Met of zonder teenstuk • Gulp
 ATM (maatwerk)	<ul style="list-style-type: none"> • Met of zonder teenstuk

* AG kousen zijn uitsluitend met een siliconenband 5 cm leverbaar.

Souplesse Select

Ccl.2

Maatwerk en confectie






Kenmerken

- Breed inzetbare kous
- Krachtige werking
- Stevige structuur
- Grote lengte-elasticiteit, voor de actieve levensstijl
- Aangenaam draagcomfort
- Erg geschikt als korte en lange kous
- Vet- en zonbestendig

Toepassing

- Widmer 1 + 2 (zie pagina 21)
- Restless legs
- Preventie trombose
- Consolidatie bij spataderbehandelingen
- Varices
- Ter voorkoming van lichte zwelling bij lang zitten, staan of reizen

Kleuren (* = niet-standaard kleur)	
 beige	 donkergrijs*
 zwart	
 blauw*	

Modellen en opties	
 AD	<ul style="list-style-type: none"> • Siliconenband 3 cm (beige en zwart) • Siliconenband 5 cm (maatwerk) • Met of zonder teenstuk
 AG*	<ul style="list-style-type: none"> • G+ siliconenband 5 cm (confectie) • Siliconenband elegant 5 cm (maatwerk) • Met of zonder teenstuk
 AGT	<ul style="list-style-type: none"> • Met of zonder teenstuk
 AT	<ul style="list-style-type: none"> • Met of zonder teenstuk • Gulp
 ATM (maatwerk)	<ul style="list-style-type: none"> • Met of zonder teenstuk

* AG kousen zijn uitsluitend met een siliconenband 5 cm leverbaar.



Souplesse Select AT in de kleur blauw.

Rondgebreide beenkousen

Souplesse Cotton

Ccl.2


Maatwerk en confectie


Kenmerken

- Duurzame kous
- Fijne ribstructuur
- Katoen als hoofdbestanddeel
- Grote lengte-elasticiteit
- Voorzien van een stevige boord
- Geschikt voor man en vrouw
- Vet- en zonbestendig

Toepassing

- Widmer 1 + 2 (zie pagina 21)
- Restless legs
- Licht oedeem
- Ter voorkoming van lichte zwelling bij lang zitten en reizen
- Ideale reiskous

Kleuren	
	beige
	donkerblauw
	zwart

Modellen en opties	
 AD*	<ul style="list-style-type: none">• Siliconenband 3 cm• Met teenstuk

*Souplesse Cotton is uitsluitend met teenstuk leverbaar.

Souplesse Classic 2 en 3, Ccl.2 en 3

Maatwerk en confectie

Kenmerken

- Breed inzetbare kous
- Duurzame en soepele kous
- Ideale sterke kous bij zorgverlening
- Beperkte lengte-elasticiteit, **groot aantrekgemak**
- Aangenaam draagcomfort
- Vet- en zonbestendig



Toepassing Souplesse Classic 2

- Widmer 1 + 2 (zie pagina 21)
- Restless legs
- Varices
- Mild oedeem

Toepassing Souplesse Classic 3

- Widmer 2 + 3 (zie pagina 21)
- Oedeemvorming
- Diep veneuze trombose (DVT)
- Zware varices
- Lipoedeem
- Beginnend lymfoedeem
- Bij grotere omvangen

Kleuren	
	beige
	zwart

Modellen en opties	
 AD	<ul style="list-style-type: none">• Siliconenband 3 cm• Siliconenband 5 cm• Met of zonder teenstuk• Elastische band 3 cm (maatwerk)
 AG*	<ul style="list-style-type: none">• Met of zonder teenstuk

* AG kousen zijn uitsluitend met een siliconenband 5 cm leverbaar.

Souplesse Strong Maatwerk en confectie

Ccl.3



Kenmerken

- Aangenaam draagcomfort
- Stevige druk
- Grote lengte-elasticiteit
- Vet- en zonbestendig

Toepassing

- Widmer 2 + 3 (zie pagina 21)
- Oedeemvorming
- Diep veneuze trombose (DVT)
- Zware varices
- Beginnend lymfoedeem

Kleuren	
	beige
	zwart

Modellen en opties	
 AD	<ul style="list-style-type: none">• Siliconenband 3 cm• Siliconenband 5 cm (maatwerk)• Met of zonder teenstuk
 AG*	<ul style="list-style-type: none">• G+ siliconenband 5 cm (confectie)• Siliconenband elegant 5 cm (maatwerk)• Met of zonder teenstuk
 AGT	<ul style="list-style-type: none">• Met of zonder teenstuk
 AT	<ul style="list-style-type: none">• Met of zonder teenstuk• Gulp
 ATM (maatwerk)	<ul style="list-style-type: none">• Met of zonder teenstuk

* AG kousen zijn uitsluitend met een siliconenband 5 cm leverbaar.



Vlakgebreide beenkousen

Eurotex 2

Ccl.2

Maatwerk en confectie

Producten

- Eurotex 2, natuurrubber, maatwerk en confectie
- Eurotex 2 XT, kunstrubber, maatwerk


Indien er sprake is van intensieve huidverzorging, kies dan voor de kunstrubberen uitvoering, de **Eurotex 2 XT**.

Kenmerken

- Gemakkelijk hanteerbaar door beperkte lengte-elasticiteit
- Zachte en comfortabele kous
- Breed inzetbaar dankzij veelzijdige maattabel (ook voor conisch gevormde benen)
- Erg geschikt voor minder mobiele mensen (met krachtverlies)

Toepassing

- Widmer 1 + 2 (zie pagina 21)
- CVI met als gevolg varices
- Nabehandeling flebitis
- Consolideren licht tot mild oedeem
- Lipoedeem

Modellen en opties		Kleuren: ● beige ● zwart
 AD	Maatwerk en confectie: <ul style="list-style-type: none">• Siliconenband 3 cm• Met of zonder teenstuk• Schuine voorvoet <hr/> Extra in maatwerk: <ul style="list-style-type: none">• Siliconenband 5 cm• Elastische band 3 of 5 cm• Schuine afwerking op D	

- Eurotex 2 is op verzoek in maatwerk in meerdere uitvoeringen leverbaar. Informeer naar de mogelijkheden.
- Eurotex 2 XT (met kunstrubber) is uitsluitend leverbaar naar maat in AD in de kleur beige.



Eurotex 2 AD.

Vlakgebreide beenkousen

Eurostar 2

Ccl.2

Maatwerk en confectie

Producten

- Eurostar 2, natuurrubber, maatwerk en confectie
- Eurostar 2 XT, kunstrubber, maatwerk
- Eurostar 2 Sense, natuurrubber met klimavezel, maatwerk en confectie

Indien er sprake is van intensieve huidverzorging kies dan voor de kunstrubberen uitvoering, de

Eurostar XT.











Eurostar is ook beschikbaar in natuurrubber met een klimavezel. Deze klimavezel zorgt ervoor dat de kous zeer zacht aanvoelt. Indien er sprake is van een zeer gevoelige huid, kies dan voor deze kous met klimavezel, de **Eurostar 2 Sense**.

Kenmerken

- De ultieme hardloper binnen het assortiment
- Zeer breed inzetbaar
- Hoge therapeutische waarde en duurzaamheid
- Aangenaam draagcomfort
- Optimaal gebruiksgemak
- Grote lengte-elasticiteit, geschikt voor mensen met een actieve levensstijl

Toepassing

- Widmer 1 + 2 (zie pagina 21)
- Manifeste veneuze oedemen
- Lymfoedeem
- Lipoedeem

Modellen en opties		Kleuren: <input type="radio"/> beige <input type="radio"/> zwart	
 <p>AD</p>		<p>Maatwerk en confectie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siliconenband 3 cm • Met of zonder teenstuk • Schuine voorvoet <hr/> <p>Extra in maatwerk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siliconenband 5 cm • Elastische band 3 of 5 cm • Schuine afwerking op D • Hiel 90 graden (Y-markering) 	
 <p>AG</p>	 <p>CG</p>	<p>Maatwerk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siliconenband 3 of 5 cm • Elastische band 3 of 5 cm • Schuine afwerking op G • Hiel 90 graden (Y-markering) • Kniebocht (E-markering) • Gulp 	
 <p>AGT</p>			
 <p>ATFT</p>	 <p>FT</p>		 <p>CT</p>
 <p>AT</p>	 <p>AB</p>	 <p>A-A1</p>	

- Eurostar 2 is op verzoek in maatwerk leverbaar in meerder uitvoeringen. Informeer naar de mogelijkheden.
- Eurostar 2 XT (met kunstrubber) is uitsluitend leverbaar naar maat in AD in de kleur beige.



Eurostar 2 AD + CG.

Vlakgebreide beenkousen

Euroform 3, 4(S)

Ccl.3 en Ccl.4

Maatwerk en confectie

Producten









- Euroform 3, natuurrubber, maatwerk en confectie
- Euroform 4, natuurrubber, maatwerk
- Euroform 4S, natuurrubber, maatwerk

Kenmerken

- Hoge therapeutische waarde
- Goed te combineren met polsters
- Ideaal gereedschap in handen van de compressiespecialist

Toepassing

- Widmer 2 + 3 (zie pagina 21)
- Post-trombotisch syndroom
- Lymfoedeem (met sterke oedeemneiging)
- Lipoedeem
- Voorkomen recidiverende complicaties

Modellen en opties			Kleuren: ● beige ● zwart
 <p>AD</p>			<p>Maatwerk en confectie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siliconenband 3 cm • Met of zonder teenstuk • Schuine voorvoet <hr/> <p>Extra in maatwerk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siliconenband 5 cm • Elastische band 3 of 5 cm • Schuine afwerking op D • Hiel 90 graden (Y-markering)
 <p>AG</p>	 <p>CG</p>	 <p>AGT</p>	<p>Maatwerk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siliconenband 3 of 5 cm • Elastische band 3 of 5 cm • Schuine afwerking op G • Hiel 90 graden (Y-markering) • Kniebocht (E-markering) • Gulp
 <p>Mono AT</p>	 <p>FT</p>	 <p>CT</p>	
 <p>AT</p>			

- Euroform 4S is uitsluitend in de kleur beige beschikbaar.

Rondgebreide armkousen

Souplesse Select Arm Confectie

Ccl.2

Kenmerken

- Voelt zacht aan
- Krachtige werking
- Stevige structuur
- Grote lengte-elasticiteit
- Aangenaam draagcomfort
- Vet- en zonbestendig
- Veelzijdige maattabel

Toepassing

- Nabehandeling trombose
- Lymfoedeem

Kleuren

- beige
- zwart

Modellen en opties



C-G

- Siliconenband 3 cm



Vlakgebreide armkousen

Progress 2 Light

Ccl.2

Maatwerk






Kenmerken

- Aangenaam draagcomfort
- Uitgekiende lengte-elasticiteit, geschikt voor mensen met een actieve levensstijl
- Goed te combineren met polstermateriaal en andere compressiehulpmiddelen
- Inzetbaar als nachtkous

Toepassing

- Lymfoedeem
- Trombose bovenste extremiteiten
- Kleine omvang
- Volumeverschil volgens Herpertz <20% (zie pagina 22)

Kleuren	
	beige
	zwart

Modellen en opties	
	<ul style="list-style-type: none"> • Siliconenband 3 of 5 cm (rechte afwerking op G) • Elastische band 3 of 5 cm (rechte afwerking op G) • Schuine afwerking op G (indien zonder siliconenband)
	<ul style="list-style-type: none"> • Handschoen met duim • Handschoen met duim en vingers • Verlengde handschoen met duim • Verlengde handschoen met duim en vingers
	
	
	

Progress 2 Sense

Ccl.2

Maatwerk






Kenmerken

- Opvallend zacht
- Zeer huidvriendelijk
- Eenvoudig in onderhoud en reiniging
- Extreem snel vochttransport
- Zorgt voor thermische balans
- Breed inzetbaar

Toepassing

- Lymfoedeem
- Post-traumatisch syndroom arm
- Volumeverschil volgens Herpertz van 20% - 40% (zie pagina 22)

Kleuren	
	beige
	zwart

Modellen en opties	
	<ul style="list-style-type: none"> • Siliconenband 3 of 5 cm (rechte afwerking op G) • Elastische band 3 of 5 cm (rechte afwerking op G) • Schuine afwerking op G (indien zonder siliconenband)
	<ul style="list-style-type: none"> • Handschoen met duim • Handschoen met duim en vingers • Verlengde handschoen met duim • Verlengde handschoen met duim en vingers
	
	
	



Vlakgebreide armkousen

Progress 2 en 3

Ccl.2 en 3

Maatwerk

Kenmerken

- De hardloper binnen het assortiment armkousen
- Zeer breed inzetbaar
- Hoge therapeutische waarde en duurzaamheid
- Aangenaam draagcomfort
- Optimaal gebruiksgemak
- Grote lengte-elasticiteit, geschikt voor mensen met een actieve levensstijl






Toepassing Ccl.2

- Lymfoedeem
- Lipoedeem
- Post-trombotisch syndroom arm
- Volumeverschil volgens Herpertz 20% - 40% (zie pagina 22)

Toepassing Ccl.3

- Lymfoedeem met zware oedeemneiging
- Volumeverschil volgens Herpertz >40% (zie pagina 22)

Kleuren	
 beige	
 zwart	

Modellen en opties	
	<ul style="list-style-type: none"> • Siliconenband 3 of 5 cm (rechte afwerking op G) • Elastische band 3 of 5 cm (rechte afwerking op G) • Schuine afwerking op G (indien zonder siliconenband)
	<ul style="list-style-type: none"> • Handschoen met duim • Handschoen met duim en vingers • Verlengde handschoen met duim • Verlengde handschoen met duim en vingers
	
	
	

Progress 2 XT (latex-vrij)

Ccl.2

Maatwerk




Kenmerken

- Aangenaam draagcomfort
- Grote lengte-elasticiteit
- Vet- en zonbestendig
- Geschikt daar waar extra huidverzorging nodig is

Toepassing

- Lymfoedeem
- Lipoedeem
- Post-trombotisch syndroom arm
- Volumeverschil volgens Herpertz 20%-40% (zie pagina 22)

Kleuren	
 beige	 donkerbruin
 zwart	 donkerblauw

Modellen en opties	
	<ul style="list-style-type: none"> • Siliconenband 3 of 5 cm • Elastische band 3 of 5 cm • Schuine afwerking op G
	<ul style="list-style-type: none"> • Handschoen met duim • Handschoen met duim en vingers • Verlengde handschoen met duim • Verlengde handschoen met duim en vingers
	



Progress 2 C-G.

Armkousen

Varodem® vlakgebreide armkousen zijn standaard voorzien van:

- Een asymmetrische afwerking op de G-maat
- Doorlopende compressie tot aan de boord
- Elleboog minderingen (E-markering)
- Afwerking van de bovenzijde armkous, indien u kiest:
 - Voor een armkous met siliconenband, wordt de kous aan de bovenzijde recht afgewerkt.
 - Voor een armkous zonder siliconenband, wordt de kous schuin afgewerkt aan de bovenzijde.

Maatwerk

Individuele oplossingen zijn, na prijsopgave, mogelijk. Heeft u hulp nodig bij het vinden van de juiste oplossing voor uw patiënt, dan vragen wij u contact met ons op te nemen via:

0475-589302 of per mail: info@varodem.nl

Levertijd

Rondgebreide kousen in confectie in een standaard kleur, beige of zwart, hebben een levertijd van vijf werkdagen. Een niet-standaard kleur of een niet-standaard afwerking (5 cm siliconenband op AD) hebben een uiterlijke levertijd van tien werkdagen.

Siliconenband

Varodem® AG-kousen, rondbrei en vlakbrei, worden uitsluitend met een siliconenband van 5 cm geleverd. AD-kousen in confectie worden standaard met een siliconenband van 3 cm geleverd.

Confectie vlakbrei

De veelzijdige Varodem® vlakbrei confectielijn is in confectie leverbaar met:

- siliconenband 3 cm
- schuine voorvoet
- teenstuk
- in beige en zwart

Garantie

1. De verkoper garandeert dat de te leveren zaken de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het beoogde gebruik.
2. Voor therapeutische elastische kousen geldt een garantietermijn – in overeenstemming met de Europese CEN norm - van zes maanden na levering door verkoper. Deze garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot vervanging of zo mogelijk het herstel van de zaak. Indien vervanging of herstel niet mogelijk is, zal de zaak door verkoper worden teruggenomen tegen creditering van de factuurwaarde, dit alles ter keuze van verkoper.
3. Indien voor (confectie) therapeutische elastische kousen door verkoper een uiterste verkoopdatum is vastgesteld, geldt een garantietermijn van zes maanden na aflevering door de koper, mits de aflevering door de koper geschiedt voor de uiterste verkoopdatum.
4. De aanspraak op garantie vervalt indien het gebrek blijkt te ontstaan door andere dan fabricage en/of materiaalfouten, zoals: ondeskundig gebruik, onderhoud, opslag, reparaties en/of vervangende veranderingen welk door derden verricht. In dat geval is verkoper gerechtigd de kosten verbonden aan het onterechte beroep op de garantieverplichting op de koper te verhalen.
5. Reparaties en/of aanpassingen verricht door verkoper vallen niet onder deze garantiebepalingen tenzij uitdrukkelijk aangegeven. In dat laatste geval strekt de garantietermijn nooit verder dan de garantietermijn voor de kous zelf.
6. Klachten met betrekking tot kleurafwijkingen -ook indien deze zich in één partij voordoen- vallen niet onder de garantie.
7. Gebreken in geleverde zaken kunnen slechts dan een reden voor ontbinding van de overeenkomst zijn indien verkoper ondanks herhaalde pogingen niet in staat is gebleken deze gebreken te verhelpen.

Classificaties voor beenkousen

Varodem® is producent van een brede range aan compressiehulpmiddelen. Deze producten zijn elk afzonderlijk bestemd voor een eigen, specifieke toepassing en doelgroep. Een praktische leidraad voor de inschatting van de ernst van een chronische veneuze insufficiënte (CVI) is onderstaande Widmer classificatie, een afgeleide van het Hulpmiddelen Kompas.

Stadia	Medische indicaties	Generieke oplossing	Varodem® producten
Widmer 1	Corona phlebectatica en subklinisch oedeem	Rondbrei Ccl. 2	Souplesse Light Souplesse Select Souplesse Classic 2 Souplesse Cotton
Widmer 2 (zonder atrofie blanche)	(Klinisch) oedeem; pigmentaties; dermatoliposclerosis; hypostatisch oedeem; erytheem en eczema cruris	Rondbrei Ccl. 2	Souplesse Cotton Souplesse Classic 2 Souplesse Select
Widmer 2 (met atrofie blanche)	(Klinisch) oedeem; pigmentaties; dermatoliposclerosis	Vlakbrei Ccl. 2	Eurotex 2 Eurostar 2 (Sense)
Widmer 3	(Al dan niet) genezen ulcus cruris venosum	Vlakbrei Ccl. 3	Euroform 3
Widmer 4 (naar Hach)	Enkelankylose (artrogeen stuwingscomplex, verstijving van het gewricht)	Vlakbrei Ccl. 3 of 4	Euroform 3 of 4(S)

Medische indicaties	Generieke oplossing	Varodem® producten
Post-trombotisch syndroom been	Vlakbrei Ccl. 3 of 4	Euroform 3 of 4(S)
Post-trombotisch syndroom arm	Vlak-/rondbrei Ccl. 2	Souplesse Select arm Progress 2 Light Progress 2 Progress 2 Sense
Lymfoedeem been	Vlakbrei Ccl. 3 of 4	Euroform 3 of 4(S)
Lymfoedeem arm	Vlakbrei Ccl. 2	Progress 2 (XT), Progress 2 Sense
Lymfoedeem midline	Vlakbrei Ccl. 2 of 3	Eurostar2 Euroform 3 Curetex® of TinkFit® CT
Lipoedeem (lipohypertrofie)	Vlak-/rondbrei Ccl. 2	Eurostar 2 (Sense) Euroform 3 Curetex® of TinkFit® CT
mengvormen: uitgaan van de ernstigste indicatie bv: lipo-lymfoedeem is compressie bij lymfoedeem secundair lymfoedeem na CVI: uitgaan van lymfoedeem		

Herpertz module voor armkousen

Met de methode van dr. Herpertz kan een relatief percentage aan oedeemvolume worden berekend, vergeleken met de contralaterale zijde of de preoperatieve zijde (gezonde arm).

Werkwijze

Meet op vier vastgestelde punten de omvangsmaten van de gezonde zijde evenals die van de oedemateuze zijde. Zorg ervoor dat u telkens exact op dezelfde punten meet en dat u het meetlint aanlegt rondom de arm (niet aantrekken). Bereken het volume aan de hand van onderstaande formule:

$$\frac{(\text{omtrekmeting aan de zieke zijde})^2}{(\text{omtrekmeting aan de gezonde zijde})^2} - 1 \times 100\% = \text{Volume}$$

Let op: het berekenen van het verschil tussen beide armen wordt per meetpunt gedaan. Dus u berekent op vier verschillende punten het verschil tussen beide armen. Deze verschillende uitkomsten telt u bij elkaar op en deelt u door vier (of door drie als de uitkomst bij een punt nul is). Hieruit volgt een percentage oedeemvolume die het verschil tussen de beide omtrekmaten weergeeft.

U kunt het oedeemvolume ook digitaal berekenen de online Herpertz Module op onze website www.varodem.nl onder de naam Varodem® Academie. Door het gebruik van een percentage kan snel worden beoordeeld of de grens van 10% wordt bereikt. Er wordt uitgegaan van de onderstaande indeling naar volumepercentage ten opzichte van de gezonde zijde.

Volumepercentage	Oedeemaanduiding	Varodem® producten
0-10%	Gering of pre-oedeem	Progress 2 Light en Souplesse Select arm
10-20%	Matig oedeem	Progress 2 Light
20-40%	Sterk oedeem	Progress 2 (XT) Progress 2 Sense
40-80%	Massief oedeem	Progress 3
80-160%	Elephantiasis oedeem	Oedeemreductie met bijvoorbeeld VaroCare® compressiebandages
160% of meer	Monstrueus oedeem	Oedeemreductie met bijvoorbeeld VaroCare® compressiebandages

Selectiemaattabellen Rondbrei

Souplesse Light • Ccl.2

Omvangmaten uitvoeringen met siliconenband wijd						
Maat	1	2	3	4	5	6
cG+	49 - 58	53 - 63	57 - 68	64 - 75	67 - 79	74 - 85
Omvangmaten uitvoeringen met siliconenband standaard						
Maat	1	2	3	4	5	6
cG	41 - 48	45 - 52	47 - 56	54 - 63	57 - 66	63 - 73
cF	41 - 55	45 - 60	47 - 65	54 - 72	57 - 76	63 - 82
cE	30 - 37	33 - 41	35 - 45	39 - 48	41 - 51	44 - 55
cD	27 - 33	29 - 36	31 - 40	34 - 43	36 - 46	39 - 48
cC	29 - 34	32 - 38	34 - 43	38 - 47	41 - 50	44 - 53
cB ¹	23 - 27	25 - 30	27 - 33	30 - 36	32 - 38	35 - 41
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24.5	24.5 - 27	27 - 30	30 - 33
cY	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35	34 - 37.5	36.5 - 41	39.5 - 45
cA	17.5 - 22	19.5 - 24	21.5 - 26.5	24 - 29	26.5 - 33	29.5 - 37

Lengtematen		
model	kort	normaal
AD	34 - 39	40 - 46
AG	66 - 72	72 - 83
AT	66 - 72	72 - 83

Souplesse Cotton • Ccl.2

Omvangmaten						
Maat	1	2	3	4	5	6
cD	25 - 30	27 - 33	30 - 36	33 - 39	35 - 41	37 - 43
cC	27 - 34	29 - 37	33 - 41	36 - 45	39 - 47	42 - 50
cB ¹	24 - 26	25 - 29	27 - 33	31 - 36	34 - 39	36 - 41
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24.5	24.5 - 27	27 - 30	30 - 33
cY	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35	34 - 37.5	36.5 - 41	39.5 - 45
cA	17.5 - 22	19.5 - 24	21.5 - 26.5	24 - 29	26.5 - 33	29.5 - 37

Lengtematen		
model	kort	normaal
AD	34 - 39	40 - 46

Souplesse Select • Ccl.2 Souplesse Strong • Ccl.3

Omvangmaten uitvoeringen met siliconenband wijd						
Maat	1	2	3	4	5	6
cG+	50 - 56	54 - 62	58 - 66	64 - 73	68 - 77	73 - 82
Omvangmaten uitvoeringen met siliconenband standaard						
Maat	1	2	3	4	5	6
cG	43 - 49	47 - 53	49 - 57	55 - 63	59 - 67	64 - 72
cF	43 - 53	47 - 59	49 - 63	55 - 70	59 - 74	64 - 79
cE	28 - 34	30 - 37	33 - 41	35 - 43	37 - 44	40 - 48
cD	25 - 30	27 - 33	30 - 36	33 - 39	35 - 41	37 - 43
cC	27 - 34	29 - 37	33 - 41	36 - 45	39 - 47	42 - 50
cB ¹	24 - 26	25 - 29	27 - 33	31 - 36	34 - 39	36 - 41
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24.5	24.5 - 27	27 - 30	30 - 33
cY	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35	34 - 37.5	36.5 - 41	39.5 - 45
cA	17.5 - 22	19.5 - 24	21.5 - 26.5	24 - 29	26.5 - 33	29.5 - 37

Lengtematen		
model	kort	normaal
AD	34 - 39	40 - 46
AG	66 - 72	72 - 83
AT	66 - 72	72 - 83

Selectiemaattabellen Rondbrei

Souplesse Classic 2 en Classic 3 • Ccl.2 en Ccl.3

Omvangmaten						
Maat	1	1C+	2	2C+	3	3C+
cG	45 - 50	51 - 56	51 - 56	57 - 62	57 - 62	63 - 68
cF	40 - 44	50 - 54	45 - 49	55 - 59	50 - 54	60 - 64
cE	33.5 - 36.5	38.5 - 41.5	37.5 - 41.5	42.5 - 45.5	43.5 - 46.5	47.5 - 49.5
cD	28.5 - 31.5	32.5 - 36.5	32.5 - 36.5	37.5 - 40.5	37.5 - 40.5	41.5 - 43.5
cC	30 - 33	34 - 38.5	34 - 38	39 - 42	39 - 42	43 - 45
cB ^l	23.5 - 26	25.5 - 28.5	27 - 30	29.5 - 32	31 - 33.5	33 - 35
cB	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	25 - 27	25 - 27
cY	28.5 - 31	28.5 - 31	31.5 - 35	31.5 - 35	35 - 37	35 - 37
cA	18.5 - 23.5	18.5 - 23.5	21.5 - 26	21.5 - 26	25 - 29	25 - 29

Lengtematen			
model	kort	normaal	lang
AD	36 - 38	39 - 41	42 - 44
AG	66 - 74	74 - 83	X

Souplesse Select arm • Ccl.2

Standaard model - omvangmaten						
Maat	1	2	3	4	5	6
cG	24 - 26	26 - 28,5	28 - 30,5	30 - 33	32 - 35	34 - 37
cF	23 - 25	24,5 - 27	26 - 28,5	27,5 - 30	29 - 31,5	30,5 - 33,5
cE	23 - 25	24,5 - 27	26 - 28,5	27,5 - 30	29 - 31,5	30,5 - 33,5
cD	23 - 25	24,5 - 27	26 - 28,5	27,5 - 30	29 - 31,5	30,5 - 33,5
cC	14,5 - 16	16 - 17,5	17,5 - 19	19 - 20,5	20,5 - 22	22 - 24
Max model - omvangmaten						
Maat	1 max	2 max	3 max	4 max	5 max	6 max
cG	30 - 33	32 - 35	34 - 37	36 - 39,5	38 - 41,5	40 - 44
cF	28 - 30,5	30 - 33	32 - 35	34 - 37	36 - 39,5	38 - 41,5
cE	25 - 27,5	27 - 29,5	29 - 31,5	30,5 - 33,5	32 - 35	33,5 - 36,5
cD	25 - 27,5	27 - 29,5	29 - 31,5	30,5 - 33,5	32 - 35	33,5 - 36,5
cC	14,5 - 16	16 - 17,5	17,5 - 19	19 - 20,5	20,5 - 22	22 - 24

Lengtematen	
model	normaal
C-G	41 - 47

Selectiemaattabellen Vlakbrei

Eurotex • Ccl.2

Voorheen Unique	Omvangmaten (tabel cD groter dan cC) standaard met 3 cm siliconenband									
	Maat	SD-	SD	SD+	MD-	MD	MD+	LD-	LD	LD+
cD	27-30	31-34	35-39	31-34	35-39	40-44	35-39	40-44	44-49	
Voorheen Unitek	Omvangmaten (tabel cC groter dan cD) standaard zonder 3 cm siliconenband									
	Maat	SC-	S	SC+	MC-	M	MC+	LC-	L	LC+
	cD	25-28	29-32	33-37	29-32	33-37	38-42	33-37	38-42	42-46
	cC	26-29	30-33	34-38	30-33	34-38	39-43	34-38	39-43	43-48
	cB ¹	22-25	24-27	26-29	25-28	27-30	29-32	28-31	30-34	33-37
	cB	19-21	19-21	19-21	22-24	22-24	22-24	25-28	25-28	25-28
	cY	29-32	29-32	29-32	31-35	31-35	31-35	34-38	34-38	34-38
cA	19-21	19-21	19-21	22-24	22-24	22-24	25-28	25-28	25-28	

Lengtematen			
model	kort	normaal	lang
AD	36-38	39-41	42-44

Eurostar 2 (Sense) • Ccl.2

Voorheen Unistar/Unisense	Omvangmaten						
	Maat	S	SC+	M	MC+	L	LC+
cD	29-32	33-37	33-37	38-42	38-42	42-46	
cC	30-33	34-38	34-38	39-43	39-43	43-48	
cB ¹	24-27	26-29	27-30	29-32	30-34	33-37	
cB	19-21	19-21	22-24	22-24	25-28	25-28	
cY	29-32	29-32	31-35	31-35	34-38	34-38	
cA	19-21	19-21	22-24	22-24	25-28	25-28	

Lengtematen			
model	kort	normaal	lang
AD	36-38	39-41	42-44

Euroform 3 • Ccl.3

Voorheen Uniform	Omvangmaten						
	Maat	S	SC+	M	MC+	L	LC+
cD	29-32	33-37	33-37	38-42	38-42	42-46	
cC	30-33	34-38	34-38	39-43	39-43	43-48	
cB ¹	24-27	26-29	27-30	29-32	30-34	33-37	
cB	19-21	19-21	22-24	22-24	25-28	25-28	
cY	29-32	29-32	31-35	31-35	34-38	34-38	
cA	19-21	19-21	22-24	22-24	25-28	25-28	

Lengtematen			
model	kort	normaal	lang
AD	36-38	39-41	42-44

Aanvullende producten

De volgende Varodem® hulpmiddelen kunnen uitstekend gecombineerd worden met therapeutische elastische kousen.



Varodem® Aloe vera gel

Varodem® Aloë Vera Gel is een direct verzachtende en verkoelende gel op basis van 95% hydraterende aloë vera. De gel ondersteunt het huidherstellende vermogen door een hoge dosering allantoine, collageen, elastine en calendula. Varodem® Aloë Vera Gel is bij normaal gebruik uitermate geschikt voor onder compressiehulpmiddelen, zoals therapeutische elastische kousen. Verkrijgbaar in tubes van 200 ml.



Fibrose Pad

Met behulp van een Varodem® Fibrose Pad kunt u plaatselijk de druk onder een therapeutische elastische kous of andere compressiemiddel verhogen, met als doel het afvoeren van lymfevocht. De Fibrose Pad is zeer makkelijk te gebruiken en zelf op maat te knippen. Verkrijgbaar in twee motieven; gestreept (sturende werking) en vierkant (diffuse werking). Dit product is op recept aan te vragen.



Varosoft

Varosoft is een hoogwaardig kwaliteitsproduct ontwikkeld voor de verzorging van therapeutische elastische kousen. Varosoft wasmiddel is veilig voor kousen en bandages, veilig voor de huid (zonder formaldehyde) en veilig voor het milieu (zonder fosfaten). Verkrijgbaar in tubes van 150 ml.



Feelgood teensok

Feelgood teensokjes zijn uitstekend inzetbaar bij voorvoet- en teenproblemen en worden vaak met kousen gecombineerd. De verwerkte zilver-ionen hebben een anti-mycotische en anti-bacteriële werking. De sokjes kunnen uitstekend in de schoenen gedragen worden en verkrijgbaar in universele maatvoering. Dit product is op recept aan te vragen.

Het Varodem® assortiment

Naast de therapeutische elastische kousen heeft Varodem® een ruim aanbod aan andere compressie-producten en -hulpmiddelen. Hieronder een overzicht van het ruime assortiment dat 'The Compression Company' u te bieden heeft.



VaroCare® zwachtelsystemen

VaroCare® is een innovatief en uniek zwachtelsysteem die op een effectieve manier helpt om de vochtophoping (oedeem) in zowel handen, armen, voeten en benen terug te dringen. Dit zwachtelsysteem ondersteunt de behandeling van aandoeningen die zwelling veroorzaken, zoals veneuze insufficiëntie, lymfoedeem of post-traumatische oedemen.

Deze systemen kunnen ook als toevoeging over een therapeutische elastische kous aangebracht worden, daar waar een kous alleen niet volstaat om de zwelling te beteugelen. VaroCare® is eenvoudig aan te brengen, met als doel het zelfmanagement te stimuleren, en het aanleggen van een compressief verband te vereenvoudigen. VaroCare® verhoogt de mobiliteit en geeft de druk die aansluit bij de dagelijkse bezigheden van de eindgebruiker, meer druk tijdens actieve momenten en juist minder druk tijdens rust. Dit product is op recept aan te vragen.



Curetex®

Curetex® is een lijn compressieproducten voor het bestrijden van midline oedeem. Er zijn binnen deze lijn vier verschillende productgroepen: bandages voor hoofd- en hals, bandages voor het bovenlichaam, bandages voor het onderlichaam en scrotumbandages. Het fijne transparante materiaal is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren en vele modellen. Dit product is op recept aan te vragen.



Het Varodem® assortiment



TinkFit® lichaamsverband

De TinkFit® broek is gemaakt van multi-stretch materiaal en dient ter bestrijding van lichaamsoedeem. TinkFit® is naadloos en daarom erg comfortabel. Verkrijgbaar als dames- en herenmodel en in een korte (bermuda) of een lange uitvoering (capri). De confectiemaattabel van dit verbandmiddel bepaalt welke maat u nodig heeft. Dit product is op recept aan te vragen.



TinkFit® Kinesiologietape

Uitstekende lymfetape voor een gunstige prijs en verkrijgbaar in drie kleuren: beige, blauw en donkerbruin.



VaroSilk®

Hand- en teenverbanden worden ingezet als verbandmiddel bij lichte zwelling van de handrug en vingers en bij zwelling van de tenen en teenaanzet. Het dunne materiaal wordt als erg prettig ervaren. Deze verbanden kunnen goed ingezet worden in plaats van een zwachtel en daar waar een therapeutische elastische kous te zwaar is. Dit product is op recept aan te vragen.



MoistureMeterD Compact

De MoistureMeterD Compact is een alles-in-één meetinstrument bedoeld voor het meten van vocht in biologisch weefsel. Het meetinstrument bestaat uit een volledig geïntegreerde 'probe', een ingebouwde contact-druksensor en een schermje. Het LCD scherm toont de gemeten waarden in percentages van het aanwezige weefselvocht (0 tot 100%) tot een diepte van 2 – 2,5 mm effectief. Het bijzondere en praktische ontwerp van de MoistureMeterD Compact maakt het tot een ideaal hulpmiddel voor metingen in klinische settings en therapie-centra voor de beoordeling van vocht in het interstitium en de effecten van de toegepaste therapie.



Kikuhime meter

De Kikuhime meter is een draagbaar meetinstrument bestaande uit een sensor welke op een beeldscherm is aangesloten. De sensor wordt onder een compressieproduct geplaatst voor een accurate drukmeting. Kikuhime is gemakkelijk in gebruik en levert nauwkeurige resultaten. Geschikt voor professionals voor het objectiveren en het ondersteunen van vaardigheden bij compressietherapie.

Colofon

Drukwerk: ARS printmedia, Roermond
Fotografie: Studio Foto & Zo, Roermond
Model: Linda Iwema
Met dank aan: Raymond van den Raadt, Rianne Little, Mark Paul Minderhout

Varodem® BV
Postbus 4717
6085 ZG Horn
T: 0475 589 302
F: 0475 582 779
E: info@varodem.nl
I: www.varodem.nl

